

## SP23 Horno



**Fabricante:** Shenpaz - Israel  
**Codigo:** SP23  
**Disponibilidad:** Entrega en 60 - 90 días  
**Garantía:** 1 año

**Precio: \$2.400,00 Incluye IVA**

### Short Description

La opción económica que estabas buscando

### Descripción

Horno de precalentamiento de una sola etapa con display

Construido con carcasa de doble cubierta, el horno de precalentamiento SP23 es ideal para variedad de aplicaciones de laboratorio: fundición, colado y otros procesos metalúrgicos.

Tres placas de calentamiento radiante para distribución uniforme del calor

Termopar preciso

Ajuste automático para el control de la precisión

Modos de alarma configurables

Códigos de mensajes de diagnóstico

Recuperación de ciclo automático después de un apagón

Temperatura:

R. T. hasta 2012 ° F ( 1100 ° C )

Velocidad de calentamiento :

0 a 30 ° C / min . ( 16 ° C / min . )

Detección electrónica de puertas abiertas:

Alerta sonora

Dimensiones del interior cámara:

120mm W x 160mm x 95mm D H

CAPACIDAD DE ANILLOS:

3 anillos 3"

## **Archivos / Videos**

- Catalogo del Producto